


Anti-Hist1H3D 폴리클론항체 (Wb, Elisa 용) - Q16695 / P68431

품목 번호: CM0023055



소개

HIST1H3D(H3.4/H3/g)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 반응할 것으로 예측됩니다. 염색질 생물학 및 히스톤 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HIST1H3D Rabbit pAb
비고/별칭	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histone H3; HIST1H3A; HIST1H3D
종	인간
유전자 ID (인간)	8290/8350
유전자 ID	8290/8350
면역원	인간 HIST1H3D (NP_003520.1)의 아미노산 1-136 서열에 해당하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15KDa
배송	아이스백