


Wb, If/Icc, Elisa용 항히스톤 H1.2 단클론 항체 - P16403

품목 번호: CM0002359



소개

인간 히스톤 H1.2(P16403)에 대한 토끼 단클론 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 광범위 교차반응성이 예측됩니다. 염색질 생물학 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	히스톤 H1.2 토끼 mAb
비고/별칭	H1C; H1.2; H1F2; H1s-1; HIST1H1C; 히스톤 H1.2
종	인간
GeneID (인간)	3006
GeneID	3006
면역원	합성 펩타이드 (인간 히스톤 H1.2(P16403)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드)
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	인간, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P16403
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스팩