

Anti-Histone H3.3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa, Chip, Chip-Seq - P84243

품목 번호: CM0004860

소개

WB, IHC-P, ELISA, ChIP 및 ChIP-seq에 대해 검증된 고품질의 Anti-Histone H.3 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐 및 기타 종에 적합합니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H3.3 Rabbit mAb
비고/별칭	H3F3; H3-3B; H3.3A; H3F3A; BRYLIB1; Histone H3.3
종	Human
GeneID (Human)	H3
GeneID	3020
면역원	인간 Histone H3.3 (P84243)의 아미노산 57-136에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	P84243
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스백