


Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa용 Anti-Histone H4 Rabbit Polymab® - P62805

품목 번호: CM0003549



소개

인간 Histone H4에 대한 토끼 재조합 단일클론 항체(PolymAb®). WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA에서 검증됨. 마우스, 래트와 교차 반응. 염색질/후성유전학 연구를 위한 11 kDa 뉴클레오솜 코어 단백질 검출.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Histone H4 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4FA; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C14; H4C15; H4C16; HIST1H4A
종	인간
유전자 ID (인간)	8359
유전자 ID	8359
면역원	인간 Histone H4 (NP_003529.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62805
단백질 분자량	11 kDa
배송	아이스백