


## Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip-Seq용 Anti-Hmga1 단일클론 항체 - P17096

품목 번호: CM0010366



### 소개

사람 HMGA1 (P17096)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP-seq에 적합합니다. 사람, 마우스, 쥐와 교차 반응합니다. HMGA1은 크로마틴 구조 및 전사 조절에 관여하는 DNA 결합 단백질입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 제품명                      | HMGA1 Rabbit mAb                                  |
| 비고/별칭                    | HMG-R; HMGY; HMGA1A; HMGA1                        |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                         |
| GeneID                   | 3159                                              |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 HMGA1 (P17096)의 아미노산 1-107 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                        |
| 카테고리                     | 단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)                    |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq                |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)                     |
| SWISS                    | P17096                                            |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 12kDa                                             |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                    |