


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Hnrnp A1 다클론 항체 - P09651

품목 번호: CM0025611



소개

인간 hnRNP A1(P09651)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. RNA 스플라이싱, 수송 및 세포사멸 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	hnRNP A1 토끼 pAb
비고/별칭	UP 1; ALS19; ALS20; HNRPA1; IBMPFD3; HNRPA1L3; hnRNP A1; hnRNP-A1
종	인간
유전자 ID (인간)	3178
유전자 ID	3178
면역원	인간 hnRNP A1(NP_112420.1)의 아미노산 1-372에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09651
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백