

Wb, Elisa용 Anti-Hoxb4 토끼 다클로날 항체 - P17483

품목 번호: CM0024240

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 Anti-HOXB4 토끼 다클로날 항체입니다. 사람 및 생쥐 HOXB4와 반응합니다. 발달 전사 조절 및 전후축 패턴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HOXB4 Rabbit pAb
비고/별칭	HOX2; HOX2F; HOX-2.6; HOXB4
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3214
유전자 ID	3214
면역원	합성 펩타이드 사람 HOXB4 (NP_076920.1)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 생쥐 (Mouse)
SWISS	P17483
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백