

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Hsd3B1 토끼 단클론 항체 - P14060

품목 번호: CM0002211

소개

인간 HSD3B1에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 스테로이드 생성 및 호르몬 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	HSD3B1 토끼 mAb
비고/별칭	HSD3B; HSD3; HSDB3A; SDR11E1; 3BETAHSD
종	인간
GeneID (인간)	3283
GeneID	3283
면역원	인간 HSD3B1 (P14060)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P14060
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스 팩