


Wb, Elisa용 Anti-Hsf2 Rabbit Pab - Q03933

품목 번호: CM0021852



소개

인간 HSF2(열 충격 인자 단백질 2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 래트와 반응합니다. 스트레스 반응 및 전사 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HSF2 Rabbit pAb
비고/별칭	HSF 2; HSTF 2; HSF2
종	인간
GeneID (인간)	3298
GeneID	3298
면역원	재조합 단백질 인간 HSF2 (Q03933)의 아미노산 39-215에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q03933
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백