


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Hsp20/Hspb6 토끼 단일클론 항체 - O14558

품목 번호: CM0011233



소개

인간 HSP20/HSPB6(O14558)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 분자 샤페론 기능, 스트레스 반응 및 심장 보호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	HSP20/HSPB6 토끼 mAb
비고/별칭	HEL55; Hsp20; PPP1R91; HSP20/HSPB6
종	인간
GeneID(인간)	126393
GeneID	126393
면역원	인간 HSP20/HSPB6(O14558)의 아미노산 70~150번에 해당하는 합성 펩타이드
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O14558
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩