

Anti-Hsp47/Serpinh1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P50454

품목 번호: CM0014979

소개

인간 HSP47(SERPINH1, P50454)을 표적으로 하는 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA용 토끼 폴리클론 항체. 인간 및 마우스 샘플에서 내인성 HSP47 검출; 콜라겐 샤페론 연구에 이상적.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	HSP47/SERPINH1 Rabbit pAb
비고/별칭	CBP1; CBP2; OI10; gp46; AsTP3; HSP47; PIG14; PPRM; RA-A47; SERPINH2; HSP47/SERPINH1
종	인간
GeneID (인간)	871
GeneID	871
면역원	인간 HSP47/SERPINH1 (NP_001226.2)의 아미노산 139-418에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P50454
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백