


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Hspa2 단일클론 항체 - P54652

품목 번호: CM0012683



소개

사람 HSPA2(HSP70-2)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 랫드에도 교차 반응합니다. 샤페론 매개 단백질 품질 관리 및 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	HSPA2 토끼 mAb
비고/별칭	HSP70-2; HSP70-3; HSPA2
종	사람
GeneID(사람)	3306
GeneID	3306
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P54652
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스팩