

Wb, If-P, Elisa용 항인간 Eg-Vegf/Pk1 토끼 단클론 항체 - P58294

품목 번호: CM0003389

소개

인간 EG-VEGF/PK1(PROK1)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF-P, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 혈관신생 및 생식생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 EG-VEGF/PK1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	PK1; PRK1; EGVEGF; PROK1
종	인간
유전자 ID (인간)	84432
유전자 ID	84432
면역원	인간 PROK1 아미노산 1-105번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (P58294)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P58294
단백질 분자량	12kDa
배송 방식	아이스 팩