

인간 Thioredoxin Reductase 1/Trxr1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q16881

품목 번호: CM0005159



소개

인간 TXNRD1 (Thioredoxin reductase 1)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 산화환원 생물학, 암, 에스트로겐 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Human Thioredoxin Reductase 1/TRXR1 Rabbit mAb
비고/별칭	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Thioredoxin reductase 1 (TXNRD1)
종	인간
유전자 ID (인간)	7296
면역원	재조합 단백질 인간 Thioredoxin reductase 1 (TXNRD1) (Q16881)의 아미노산 1-649에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16881
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스팩