

## Anti-Hur/Elavl1 폴리클론항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용) - Q15717

품목 번호: CM0030548



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 토끼 유래 HuR/ELAVL1 폴리클론항체입니다. 유전자 조절 연구에 사용되는 AU-rich 염기서열을 포함하는 mRNA를 안정화시키는 RNA 결합 단백질인 사람 및 마우스 HuR를 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | [KO 검증] HuR/ELAVL1 토끼 pAb                                         |
| 비고/별칭       | HUR; Hua; MelG; ELAV1; L1                                         |
| 종           | 사람                                                                |
| 유전자 ID (사람) | 1994                                                              |
| 유전자 ID      | 1994                                                              |
| 면역원         | 합성 펩타이드 사람 HuR/ELAVL1 (NP_001410.2)의 아미노산 1-100 서열에 해당하는 합성 펩타이드. |
| 원료          | 토끼                                                                |
| 카테고리        | 폴리클론항체                                                            |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                          |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스                                                           |
| SWISS       | Q15717                                                            |
| 단백질 분자량     | 36kDa                                                             |
| 배송          | 아이스백                                                              |