

Wb, Elisa용 Anti-Icam3 Rabbit Polyclonal Antibody - P32942

품목 번호: CM0024941



소개

인간 ICAM3 (CD50)에 대한 Rabbit polyclonal 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 백혈구 부착, 식세포작용, 수지상세포 상호작용 연구에 이상적. 인간과 교차반응.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ICAM3 Rabbit pAb
비고/별칭	CD50; CDW50; ICAM-R; ICAM3
종	인간
유전자 ID (인간)	3385
유전자 ID	3385
면역원	인간 ICAM3 (NP_002153.2)의 아미노산 270-490에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P32942
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백