


Anti-Ict1/Mrp-L58 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q14197

품목 번호: CM0016969



소개

사람 및 마우스 ICT1(미토콘드리아 펩티딜-tRNA 가수분해효소)의 WB 및 ELISA 검출을 위한 Anti-ICT1/MRP-L58 토끼 다클로날 항체입니다.

미토콘드리아 번역 종료 및 리보솜 재활용 연구에 이상적입니다. - Q14197

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ICT1 Rabbit pAb
비고/별칭	DS1; DS-1; ICT1; MRP-L58
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	3396
유전자 ID	3396
면역원	제조합 단백질 사람 ICT1 (NP_001536.1)의 아미노산 30-206에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q14197
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백