


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 항-Ifn-Beta 다클론 항체 - P01575

품목 번호: CM0020872



소개

마우스 IFN-beta(UniProt P01575)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA 검증 완료. 인간 및 마우스와 교차 반응함. 선천 면역 및 인터페론 신호 전달 연구에 이상적임.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IFN-beta 토끼 pAb
비고/별칭	Ifb; IFNB; Ifl1a1; IFN-beta
종	마우스
GeneID (인간)	3456
GeneID	15977
면역원	제조합 단백질 마우스 IFN-beta(NP_034640.1)의 아미노산 1-182에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P01575
단백질 무게	22kDa
배송	아이스팩