

## Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ifngr1 토끼 다클로날 항체 - P15260

품목 번호: CM0027274



### 소개

IFNGR1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 사람, 쥐, 랫트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA용으로 검증되었습니다. 인터페론 감마 신호 전달 및 면역 반응 경로에 대한 연구를 지원합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터                     | 값                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | IFNGR1 Rabbit pAb                                                |
| 비고/별칭                    | CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; IFNGR1                             |
| 종(Species)               | 사람 (Human)                                                       |
| GeneID (사람)              | 3459                                                             |
| GeneID                   | 3459                                                             |
| 면역원(Immunogen)           | 사람 IFNGR1 (NP_000407.1)의 아미노산 270-489에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼 (Rabbit)                                                      |
| 카테고리                     | 다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                  |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, ELISA                                                 |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)                                  |
| SWISS                    | P15260                                                           |
| 단백질 분자량                  | 54kDa                                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                                   |