

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ift88 폴리클로날 항체 - Q13099

품목 번호: CM0013206

소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 IFT88 항체. 인간, 마우스, 래트에 반응합니다. 섬모 및 자가포식 연구에 이상적입니다. (SWISS: Q13099)

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IFT88 토끼 pAb
비고/별칭	DAF19; TG737; TTC10; hTg737; D13S1056E; IFT88
종	인간
GeneID (인간)	8100
GeneID	8100
면역원	인간 IFT88 (NP_783195.2)의 아미노산 534-833에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13099
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스백