


Anti-Igf2Bp3/Imp3 토끼 단클론 항체 (Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa용) - O00425

품목 번호: CM0006563



소개

인간 IGF2BP3/IMP3를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응하며, 암 및 RNA 결합 단백질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IGF2BP3/IMP3 토끼 단클론 항체
비고/별칭	KOC; CT98; IMP3; KOC1; IMP-3; VICKZ3; IGF2BP3/IMP3
종	인간
GeneID (인간)	10643
GeneID	10643
면역원	인간 IGF2BP3/IMP3 (NP_006538.2)의 아미노산 300-579에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00425
단백질 분자량	64 kDa
배송	아이스백