


Wb, Ip, If/Icc, Elisa용 항-Ikk 베타 토끼 단클론 항체 - O14920

품목 번호: CM0008520



소개

인간 IKK 베타에 대한 고특이성 재조합 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역침전, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. NF- κ B 신호전달 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IKK 베타 토끼 단클론 항체
비고/별칭	IKK2, IKKB, IKK-2, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta
종	인간
유전자ID	3551
면역원	인간 IKK 베타(NP_001547.1)의 아미노산 261-411에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O14920
단백질 분자량	29-87 kDa
배송 방식	아이스 팩