

Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항Il-6 토끼 단클론 항체 - P20607

품목 번호: CM0003736

소개

이 토끼 단클론 항체는 IL-6를 표적으로 하며 IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트 시료의 면역, 염증 및 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL-6 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ILg6; Ifnb2; IL6
종	래트
유전자 ID (인간)	3569
유전자 ID (래트)	24498
면역원	래트 IL6 (NP_036721.1)의 아미노산 25-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	P20607
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스백