


Wb 및 Elisa용 항IL11Ra 토끼 다클론 항체 - Q14626

품목 번호: CM0028180



소개

웨스턴 블로팅 및 ELISA에서 검증된 IL11RA 토끼 다클론 항체입니다. 인간 IL11RA를 검출하며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. IL11 신호전달, 안면두개 발생 및 암 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL11RA 토끼 pAb
비고/별칭	CRSDA; IL11RA
종	인간
유전자 ID (인간)	3590
유전자 ID	3590
면역원	인간 IL11RA (NP_001136256.1)의 아미노산 30-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14626
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스백