

Wb, If/Icc, Elisa용 항IL18Bp 토끼 다클론 항체 - O95998

품목 번호: CM0028431



소개

WB, IF/ICC, ELISA용 인간 IL18BP(인터류킨-18 결합 단백질)에 대한 토끼 다클론 항체. 마우스 IL18BP와 교차 반응합니다. IL-18 억제 및 초기 TH1 사이토카인 반응 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL18BP 토끼 pAb
비고/별칭	FVH, IL18BPα, IL18BP
종	인간
유전자 ID (인간)	10068
유전자 ID	10068
면역원	인간 IL18BP (NP_001138529.1)의 아미노산 31-194에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O95998
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스 팩