

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Il1Rn 토끼 다클론 항체 - P25085

품목 번호: CM0019256

소개

항염증성 인터루킨-1 수용체 길항제인 마우스 IL1RN에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 마우스 IL1RN과 교차 반응성을 가지며 WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 면역 조절 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL1RN 토끼 pAb
비고/별칭	IL-1ra; F630041P17Rik; IL1RN
종	마우스
GeneID	16181
면역원	재조합 단백질 마우스 IL1RN(NP_001034790.1)의 아미노산 27~178에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	P25085
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩