


Wb, Elisa용 항IL20Rb 다클론 항체 - Q6Uxl0

품목 번호: CM0024819



소개

CamelBio는 사이토카인 수용체 및 염증 연구를 위해 인간, 마우스, 래트와 교차반응성을 가지며 WB 및 ELISA에서 검증된 이 토끼 항IL20RB 다클론 항체를 제공합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL20RB 토끼 pAb
비고/별칭	DIRS1; FNDC6; IL-20R2; IL20RB
종	인간
유전자 ID (인간)	53833
면역원	인간 IL20RB (NP_653318.2)의 아미노산 48-177에 해당하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q6UXL0
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백