


Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-IL23R 토끼 다클론 항체 - Q5Vwk5

품목 번호: CM0021148



소개

인간 IL23R을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 면역원: 재조합 융합 단백질(아미노산 510-629). IL23/Th17 경로 및 자가면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL23R 토끼 pAb
비고/별칭	PSORS7; IL23R
종	인간
유전자 ID (인간)	149233
유전자 ID	149233
면역원	인간 IL23R(NP_653302.2)의 아미노산 510-629에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q5VWK5
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스팩