

Anti-IL24 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - Q13007

품목 번호: CM0020188



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 IL24 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐와 반응합니다. IL24 매개 면역 반응, 종양 발생 및 항바이러스 사이토카인 신호 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL24 토끼 pAb
비고/별칭	C49A; FISP; MDA7; MOB5; ST16; IL10B; IL24
종	사람
GeneID (사람)	11009
GeneID	11009
면역원	사람 IL24 (NP_001172085.1)의 아미노산 52-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	생쥐, 쥐
SWISS	Q13007
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩