

Wb, Elisa용 Anti-IL26 토끼 다클론 항체 - Q9Nph9

품목 번호: CM0021753

소개

인간 IL26을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 점막 면역, 염증성 장질환 및 사이토카인 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL26 토끼 pAb
비고/별칭	AK155; IL-26; IL26
종	인간
GeneID (인간)	55801
GeneID	55801
면역원	인간 IL26(NP_060872.1)의 아미노산 22-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9NPH9
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩