

Wb, Elisa용 항-IL33 토끼 다클론 항체 - Q8Bvz5

품목 번호: CM0019299



소개

마우스 IL-33에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫드 IL-33을 검출합니다. Th2 반응, 알라민 기능 및 핵 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IL33 토끼 pAb
비고/별칭	IL-33; Il1f11; NF-HEV; 9230117N10Rik; IL-33
종	마우스
GeneID (인간)	90865
GeneID (마우스)	77125
면역원	마우스 IL-33의 아미노산 109-266을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_598536.2)
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q8BVZ5
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스 팩