


Wb 및 Elisa용 항IL4 토끼 단클론 항체 - P05112

품목 번호: CM0005739



소개

인간 인터루킨-4(IL4)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. B세포 활성화, IgE 클래스 전환 및 염증성 사이토카인 신호 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IL4 토끼 mAb
비고/별칭	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
종	인간
유전자 ID (인간)	3565
유전자 ID	3565
면역원	인간 IL4 (NP_000580.1)의 아미노산 25-153에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P05112
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스 팩