

Anti-Ilf2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q12905

품목 번호: CM0010930

소개

인간 ILF2에 대한 토끼 단일클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었으며 넓은 반응성(인간, 마우스, 래트)을 가집니다. 전사 및 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ILF2 Rabbit mAb
비고/별칭	NF45; PRO3063; ILF2
종	인간
GeneID	3608
면역원	인간 ILF2 (Q12905)의 아미노산 200-300에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12905
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백