

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Ilk 폴리클로날 항체 - Q13418

품목 번호: CM0012869



소개

ILK Rabbit pAb는 스캐폴드 단백질 ILK를 표적하는 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 ILK와 교차 반응성을 보여 세포 접착, 이동, 초점 접착 역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ILK Rabbit pAb
비고/별칭	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK
종	인간
GeneID (인간)	3611
GeneID	3611
면역원	인간 ILK (NP_001014795.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13418
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백