

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Inpp5E 폴리클로날 항체 - Q9Nrr6

품목 번호: CM0023841



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 anti-INPP5E 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 포스포이노시타이드 신호 전달 및 섬모병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INPP5E Rabbit pAb
비고/별칭	CPD4; CORS1; JBTS1; MORMS; PPI5PIV; pharbin; INPP5E
종	인간
GeneID (인간)	56623
GeneID	56623
면역원	인간 INPP5E (NP_063945.2)의 아미노산 510-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NRR6
단백질 분자량	70kDa
배송	아이스백