


Wb, Elisa용 항-인테그린 알파 4(Itga4/Cd49D) 토끼 다클론 항체 - P13612

품목 번호: CM0017999



소개

인간 인테그린 알파 4(ITGA4/CD49d)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 접착 및 면역세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인테그린 알파 4(ITGA4/CD49d) 토끼 다클론 항체
비고/별칭	IA4; CD49D; 인테그린 알파 4(ITGA4/CD49d)
종	인간
유전자 ID(인간)	3676
유전자 ID	3676
면역원	인간 인테그린 알파 4(ITGA4/CD49d)의 아미노산 770~970에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000876.3)
동물종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13612
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스팩