

Wb, Ip, Fc, Elisa용 항인테그린 베타 3 (Itgb3/Cd61) 토끼 단클론 항체 - P05106

품목 번호: CM0003706



소개

인간 인테그린 베타 3 (ITGB3/CD61)에 대한 고품질 토끼 단클론 항체로, WB, IP, FC(세포내), ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 ITGB3를 인식하며 혈소판 접착 및 인테그린 신호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인테그린 베타 3 (ITGB3/CD61) 토끼 단클론 항체
비고/별칭	GT, GT2, CD61, GP3A, BDPLT2, GPIIb, BDPLT16, BDPLT24, 인테그린 베타 3 (ITGB3/CD61)
종	인간
유전자ID (인간)	3690
유전자ID	3690
면역원	인간 인테그린 베타 3 (P05106)의 아미노산 689-788에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, FC(세포내), ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P05106
단백질 분자량	87kDa
배송 방식	아이스 팩