

Anti-Integrin Beta 4 (Itgb4/Cd104) Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P16144

품목 번호: CM0011051



소개

인간 Integrin beta 4 (ITGB4/CD104)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에 적합하며 마우스와 교차 반응함.

반데스모솜(hemidesmosome)의 완전성과 각질세포의 극성에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Integrin beta 4 (ITGB4/CD104) Rabbit mAb
비고/별칭	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B; Integrin beta 4 (ITGB4/CD104)
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3691
면역원(Immunogen)	인간 ITGB4 (P16144)의 아미노산 1604-1822에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P16144
단백질 분자량	202kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)