


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ints10 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nvr2

품목 번호: CM0015079



소개

인간 INTS10에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인테그레이터 복합체 및 전사 종료 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INTS10 Rabbit pAb
비고/별칭	INT10; C8orf35; INTS10
종	인간
GeneID (인간)	55174
GeneID	55174
면역원	인간 INTS10 (NP_060612.2)의 아미노산 451-710에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NVR2
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백