

Wb, Elisa용 항-Ints11 단클론 항체 - Q5Ta45

품목 번호: CM0006222



소개

인간 INTS11(인테그레이터 복합체 서브유닛 11)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 전사 종결 및 RNA 처리 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	INTS11 토끼 mAb
비고/별칭	RC68; INT11; RC-68; CPSF3L; CPSF73L; INTS11
종	인간
유전자 ID	54973
면역원	인간 INTS11(NP_060341.2)의 아미노산 331-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5TA45
단백질 분자량	68kDa
배송 방법	아이스 팩