


Wb, Elisa용 항-Ints8 토끼 다클론 항체 - Q75Qn2

품목 번호: CM0022484



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 항-INTS8 토끼 다클론 항체로, 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다. 인테그레이터 복합체 매개 전사 종결 및 RNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	INTS8 토끼 pAb
비고/별칭	INT8; NEDCHS; C8orf52; INTS8
종	인간
GeneID (인간)	55656
GeneID	55656
면역원	인간 INTS8 (NP_060334.2)의 아미노산 600-800에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q75QN2
단백질 분자량	113kDa
배송	아이스 팩