


Anti-Irf1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P15314

품목 번호: CM0028540



소개

IRF1를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 면역, 염증 및 종양 억제에서 인터페론 조절 인자 1의 기능을 연구하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	IRF1 Rabbit pAb
비고/별칭	Irf-1
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	3659
유전자 ID	16362
면역원(Immunogen)	사람 IRF1 (NP_032416.1)의 아미노산 113-212 내의 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P15314
단백질 분자량	37 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)