

Wb, Ip, Elisa용 항-Irf5 토끼 단일클론 항체 - Q13568

품목 번호: CM0002376



소개

인간 IRF5(SLEB10)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐와 교차반응성이 있으며, 선천성 면역 및 인터페론 신호전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRF5 토끼 mAb
비고/별칭	SLEB10; IRF5
종	인간
유전자 ID (인간)	3663
유전자 ID	3663
면역원	인간 IRF5(Q13568)의 아미노산 6-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q13568
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스 팩