

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항 Irs1 토끼 다클론 항체 - P35568

품목 번호: CM0014028



소개

인간 IRS1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 IRS1을 인식합니다. 인슐린 신호 전달 및 당뇨병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	IRS1 Rabbit pAb
비고/별칭	HIRS-1; IRS1
종	인간
유전자 ID (인간)	3667
면역원	인간 IRS1 (NP_005535.1)의 아미노산 1043-1242에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P35568
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스백