


Wb, Elisa용 Anti-Ist1 폴리클로날 항체 - P53990

품목 번호: CM0029754



소개

IST1 (CHMP8, OLC1)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. ESCRT-III 매개 세포분열 및 핵막 역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	IST1 Rabbit pAb
비고/별칭	OLC1; CHMP8; IST1
종	인간
GeneID (인간)	9798
GeneID	9798
면역원	인간 IST1 (NP_001257906.1)의 아미노산 1-335에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P53990
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백