

Anti-Isynal Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q9Nph2

품목 번호: CM0027086

소개

인간 ISYNA1을 표적으로 하는 Rabbit polyclonal antibody로, Western blot (WB) 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 ISYNA1을 검출합니다. ISYNA1은 myo-inositol 생합성의 속도 제한 효소입니다. 대사 및 지질 신호 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ISYNA1 Rabbit pAb
비고/별칭	IPS; INOI; INOS; IPS 1; IPS-1; ISYNA1
종	인간
유전자 ID (인간)	51477
유전자 ID	51477
면역원	인간 ISYNA1 (NP_057452.1)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	래빗
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NPH2
단백질 분자량	61kDa
배송	아이스백