


Wb, Elisa용 Anti-Itih4 토끼 다클론 항체 - Q14624

품목 번호: CM0014366



소개

인간 ITIH4(inter-alpha-trypsin inhibitor 중쇄 H4)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 급성기 반응과 간 특이적 염증 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	ITIH4 토끼 pAb
비고/별칭	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIHL1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
종	인간
GeneID(인간)	3700
GeneID	3700
면역원	인간 ITIH4(NP_002209.2)의 689-930번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
범주	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q14624
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스백