

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Jmjd6 폴리클로날 항체 - Q6Nyc1

품목 번호: CM0021524



소개

사람 JMJD6 (PSR/PTDSR)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람 및 마우스 JMJD6와 반응하며, 이는 RNA 스플라이싱 및 전사 조절에 관여하는 이중 기능을 가진 아르기닌 탈메틸화효소 및 리실 히드록실화효소입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	JMJD6 Rabbit pAb
비고/별칭	PSR; PTDSR; PTDSR1; JMJD6
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	23210
면역원	사람 JMJD6 (NP_055982.2)의 아미노산 1-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q6NYC1
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백 (Ice bag)