

Anti-Jnk1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If, Ihc, Elisa - P45983

품목 번호: CM0016304



소개

WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 토끼 다클로널 JNK1 항체. 스트레스 신호 전달, 세포자멸사 및 오토파지에 관여하는 인간, 마우스, 랫트 MAPK8/SAPK1c 키나제를 검출합니다. IVD 검사법 개발에 이력적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	JNK1 Rabbit pAb
비고/별칭	JNK; JNK1; PRKM8; SAPK1; JNK-46; JNK1A2; SAPK1c; JNK21B1/2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5599
GeneID	5599
면역원(Immunogen)	인간 JNK1 (NP_620635.1)의 아미노산 245-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P45983
단백질 분자량	48 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)