


Anti-Kallikrein 10 (Nes1/Prssl1) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43240

품목 번호: CM0009525



소개

인체 Kallikrein 10 (NES1/PRSSL1; O43240)을 표적으로 하는 고특이성 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합. 유방암, 난소암, 전립선암 바이오마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Kallikrein 10/K10 Rabbit mAb
비고/별칭	NES1; PRSSL1
종	인간
유전자 ID (인간)	5655
유전자 ID	5655
면역원	인간 KLK10 (NP_665895.1)의 아미노산 43-276에 해당하는 재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O43240
단백질 분자량	30 kDa
배송	아이스백